

크로마토그래피 분석용

SMART 소모품 솔루션

‘고품질 + 고효율’

정확한 분석을 위한 더 나은 선택

Avantor® Hichrom

Seal-**R**-film®

 cytiva

Whatman

LABbasic®

SAFE&WORK®

HENKE-JECT® eco



계속 사용하는 HPLC/GC용 유리 바이알

LABbazic®

오토샘플러용 2mL 바이알

- ✓ Agilent, Thermo, Waters 등의 장비 오토샘플러 호환 가능

제품 번호	타입	사양 및 규격	판매 단위
LB-V1001	2mL 스크류 타입	Clear, 무지, 11.6x32mm	100/pk
LB-V1002		Clear, write-on, 11.6x32mm	
LB-V1003		Amber, 무지, 11.6x32mm	
LB-V1004		Amber, write-on, 11.6x32mm	



- ✓ 미량 시료 분석에 사용하는 Insert 바이알

- ✓ 2mL 바이알에 삽입하여 사용

제품 번호	타입	사양 및 규격	판매 단위
LB-IN1101	250μL 인서트	Mandrel, Polymer Feet, 29x5.7mm	100/pk
LB-IN1102		Conical, 31x6mm	



- ✓ Pre-slit 셉타 캡으로 정확하고 안정적인 분석

제품 번호	타입	사양 및 규격	판매 단위
LB-SP3002	9mm 스크류 캡&셉타	Red PTFE/White Silicon, 6mm Hole	100/pk
LB-SP3003		White PTFE/Red Silicon, 6mm Hole	
LB-SP3004		White PTFE/Red Silicon, Pre-slit, 6mm Hole	



헤드스페이스용 20mL 바이알

- ✓ Agilent, Shimadzu, PerkinElmer 등의 헤드스페이스와 호환 가능

- ✓ 밀봉이 우수한 클림프(Crimp) 타입 바이알

- ✓ 내화학성·내열성이 뛰어난 USP type 1 유리 사용

제품 번호	타입	사양 및 규격	판매 단위
LB-HSV2001	20mL 클림프 타입	Clear, 무지, 22.5x75.5mm, Flat bottom	100/pk



- ✓ 알루미늄 캡

- ✓ 내화학성·밀봉이 우수한 PTFE, silicone septa

Vial 제품 번호	타입	사양 및 규격	판매 단위
LB-HSC2001	20mm 클림프 캡&셉타	White PTFE/White Silicon, 9.5mm Hole	100/pk



고품질 시린지 필터 제품군

cytiva
Whatman

Puradisc 시린지 필터



- 가장 많이 사용하는 Whatman 시린지 필터
- 다양한 크기/멤브레인/멸균/튜브 팁 등 옵션 선택 가능

많은 입자량, 고점도용

GD/X 시린지 필터



- 유리필터가 Pre-filter로 추가된 4중 필터 구조
- 적은 힘으로 최대 7배까지 많은 양 여과 가능

합리적인 가격대의

Uniflo 시린지 필터



- 1팩 당 500개씩 벌크 포장으로 대량 사용자를 위한 시린지 필터
- 다양한 크기/멤브레인/멸균 등 옵션 선택 가능

분석하는 시료가 많은 곳 추천

Mini-UniPrep




- 주사기 + 필터 + 바이알 + 캡 올인원으로 간편하게
- 시료를 담고 누르기만 하면 전처리 완료

제품	직경 (mm)	공극 (μm)	멤브레인						
			PVDF	Nylon	PTFE	H-PTFE	PP	RC	PES (멸균)
Puradisc	4	0.2	6779-0402	-	6784-0402	-	-	-	-
		0.45	6779-0404	-	6784-0404	-	-	-	-
	13	0.1	-	6789-1301	6784-1301	-	-	-	-
		0.2	6779-1302	6789-1302	6784-1302	6772-1302	6788-1302	6756-1302	6780-1302
		0.45	6779-1304	6789-1304	6784-1304	6772-1304	6788-1304	6756-1304	6780-1304
		1.0	-	-	6784-1310	-	-	-	-
	25	0.1	-	-	6784-2501	-	-	-	-
		0.2	6746-2502	6750-2502	6784-2502	6772-2502	6786-2502	6756-2502	6780-2502
		0.45	6746-2504	6750-2504	6784-2504	6772-2504	6786-2504	6756-2504	6780-2504
GD/X	25	0.2	6872-2502	6870-2502	6874-2502	-	6878-2502	6887-2502	6896-2502
		0.45	6872-2504	6870-2504	6874-2504	-	6878-2504	6882-2504	6896-2504
Uniflo	13	0.2	9909-1302	9910-1302	9911-1302	9921-1302	-	-	9916-1302
		0.45	9909-1304	9910-1304	9911-1304	9921-1304	-	-	9916-1304
	25	0.2	9909-2502	9910-2502	9911-2502	9921-2502	-	-	9914-2502
		0.45	9909-2504	9910-2504	9911-2504	9921-2504	-	-	9914-2504
	30	0.2	9926-3002	9930-3002	9928-3002	9932-3002	-	-	-
		0.45	9926-3004	9930-3004	9928-3004	9932-3004	-	-	-
Mini-UniPrep (PP 바이알) (US : Pre-Slit)	0.2	0.2	UN203NPEAU	UN203NPENYL	UN203NPEORG	-	-	UN203NPERC	-
			US203NPEAU	US203NPENYL	US203NPEORG	-	-	UN203NPERC	-
	0.45	0.45	UN203NPUAU	UN203NPUNYL	UN203NPUORG	-	UN203NPUDPP	UN203NPURC	-
			US203NPUAU	US203NPUNYL	US203NPUORG	-	US203NPUDPP	UN203NPURC	-
Mini-UniPrep G2 (유리 바이알) (GS : Pre-Slit)	0.2	0.2	GN203NPEAU	-	GN203NPEORG	-	-	-	-
			GS203NPEAU	GS203NPENYL	GS203NPEORG	-	-	-	-
	0.45	0.45	GN203NPUAU	-	-	-	-	-	-
			-	-	GS203NPUORG	-	-	-	-


오염 없는 ALL-PLASTIC 주사기

HENKE-JECT® eco bimed



2-Part

- 3-Part 주사기에 들어가는 고무 플런저 팁이 없는 2-Part 주사기
- 유기용매 사용 시 고무팁이 반응하지 않아 안정적인 실험 가능



Luer-Slip / Luer-Lock

- Luer-Slip은 바늘이나 필터를 쉽게 탈착 가능한 형태
- Luer-Lock은 바늘이나 필터를 돌려서 끼우는 형태로 강한 결합이 가능
- 배압이 강하거나 점도가 높은 물질 사용 시엔 Luer-Lock 팁



Centric / Eccentric

- Centric은 팁이 주사기의 가운데에 위치한 형태 (1~5mL)
- Eccentric은 팁이 측면에 치우친 형태 (5~50mL)

멸균 제품

✓ 개별 블리스터 멸균 포장

() 안의 용량은 확장 용량입니다.

용량(mL)	팁 형태		판매 단위
	Luer-slip	Luer-lock	
1	AE1	*RL1	100/PK
2(3)	AE3	ALE3	
5(6)	AE5 AE5ec	ALE5	
10(12)	AE10	ALE10	
20(24)	AE20	ALE20	
30	A-30	AL-30	50/PK
50(60)	A-50	AL-50	30/PK

* 1mL Luer-Lock 주사기는 HENKE-JECT 3-part 주사기로 구매 가능합니다.

비멸균 제품

✓ 비멸균 지퍼백 포장(mini-bulk)

용량(mL)	팁 형태		판매 단위
	Luer-slip	Luer-lock	
1	ABCE1LS	-	100/PK
2(3)	ABCE3LS	ABCE3LL	
5(6)	ABCE5LS	ABCE5LL	
10(12)	ABCE10LS	ABCE10LL	
20(24)	ABCE20LS	ABCE20LL	
30	ABC30LS	ABC30LL	50/PK
50(60)	ABC50LS	-	30/PK

■ 상시 재고를 두지 않는 제품으로, 입고에 3개월 이상 소요될 수 있습니다.

폐액 수집용 안전 깔때기

SAFE&WORK®

HPLC 폐액 수집 깔때기

- ✓ HPLC 기기 연결 가능
- ✓ 단품 및 A, B 세트 구성
- ✓ 카본 필터를 장착하여 유해 가스 및 악취 제거
- ✓ 네가지 색상으로 종류별 안전한 폐액 수집




타임스트립

- 필터 교체 시기 간편 체크 기능(6개월 권장)
- 사용 시 버튼 누름 필수



HPLC 기기 연결 가능

- 사용하는 HPLC 튜빙에 맞게 피팅 서비스 제공 (*별도문의)



특허 및 디자인권 등록

- 등록특허
10-2801159
- 등록디자인
30-117480




카본 필터

- 유해가스 제거
- 악취 차단



내부 가스켓

- 증기 유출
99.9% 차단



고급 어댑터

- 깔때기와 폐액 용기(말통) 연결을 위한 전용 어댑터



	세트 이미지	세트 구성	세트 품목코드	안전깔때기 색상
A세트		카본필터 안전깔때기 고급형 어댑터 폐액 저장용기 유출방지 트레이	NSF-6ASR	빨강
			NSF-6ASG	초록
			NSF-6ASB	파랑
			NSF-6ASY	노랑
	세트 이미지	세트 구성	세트 품목코드	안전깔때기 색상
B세트		카본필터 안전깔때기 고급형 어댑터	NSF-6BSR	빨강
			NSF-6BSG	초록
			NSF-6BSB	파랑
			NSF-6BSY	노랑

전세계가 인정한
차세대 실링필름



[PRC-D4125]

- ✓ 10배까지 늘어나는 신축성
- ✓ 95%의 투명도
- ✓ -20℃ ~ 80℃ 사용 가능
- ✓ 디스펜서 일체형으로 가위 없이 간편한 사용

제품 번호	제품명	규격	판매 단위
PRC-D4125	Seal-R-film, 디스펜서 일체형(커팅기 포함)	101.6mm x 38.1m(4in x 125ft)	1EA/PK
PRC4125	Seal-R-film, 디스펜서 없음(리필형/디스펜서 별도 구매)	101.6mm x 38.1m(4in x 125ft)	
PRC2250	Seal-R-film, 디스펜서 없음(리필형)	50.8mm x 76m(2in x 250ft)	

HPLC 컬럼은
Partisil, Partisphere 컬럼

Avantor® Hichrom

- ✓ 고순도 실리카 충전재
- ✓ 긴 컬럼 수명
- ✓ 가성비 좋은 ACE Generix 컬럼도 취급 중 !



제품 번호	제품명	규격(mm) / 입자크기	판매 단위
4227-001	Partisil SCX Column (WCS Hardware)	4.6×250 / 10µm	1EA
4223-001	Partisil ODS Column (WCS Hardware)	4.6×250 / 10µm	
GEN-5C182-2546	ACE 5 Generix C18(2)	4.6x250 / 5µm	



서울 T. 02) 911-4114(LAB) / 02) 911-4116(SAFETY)
F. 02) 911-4111

대전 T. 042) 825-2127 / F. 042) 670-8445

Company

sercrim.com

LAB store

LABbasic.com

SAFETY store

SAFEWORK.com

지역 파트너
Local Sales Partners



Contact