

가격까지 만족스러운
Whatman의 대용량 시린지 필터

Uniflo 시린지 필터



Uniflo 시린지 필터만의 특별함!

편리하게 사용 가능

쉽게 꺼내 쓸 수 있어
대용량 사용자들에게 추천!

가심비 좋은 필터

균일한 품질과 뛰어난 재현성
가격까지 완벽!

다양한 선택

다양한 필터 크기, 재질
멸균/비멸균 선택

높은 여과 효율성

많은 양의 입자 여과 가능
30mm 시린지 필터 보유

쉽게 구별 가능

필터에 레이저 각인으로
글씨 지워질 걱정은 NO!

USP Class VI 충족

생물 시료도 안심하게
여과 가능

타입	직경 (mm)	공극 (μ m)	멤브레인					판매단위
			PVDF	Nylon	PTFE	H-PTFE	PES	
비멸균	13	0.2	9909-1302	9910-1302	9911-1302	9921-1302	9912-1302	500ea/pk
		0.45	9909-1304	9910-1304	9911-1304	9921-1304	9912-1304	
	25	0.2	9909-2502	9910-2502	9911-2502	9921-2502	9912-2502	
		0.45	9909-2504	9910-2504	9911-2504	9921-2504	9912-2504	
	30*	0.2	9926-3002	9930-3002	9928-3002	9932-3002	9924-3002	
		0.45	9926-3004	9930-3004	9928-3004	9932-3004	9924-3004	
멸균	13	0.2	-	-	-	-	9916-1302	100ea/pk
		0.45	-	-	-	-	9916-1304	
	25	0.2	9913-2502	-	-	-	9914-2502	45ea/pk
		0.45	9913-2504	-	-	-	9914-2504	

* Pre-filter 포함

LINE-UP

실험/시료에 따라 다양하게 사용 가능한
시린지 필터 제품군

베스트 셀러



Puradisc 시린지 필터

- 가장 많이 사용하는 Whatman 시린지 필터
- 다양한 크기/멤브레인/멸균/튜브 팁 등 옵션 선택 가능



많은 입자량, 고점도용

GD/X 시린지 필터

- 유리필터가 Pre-filter로 추가된 4중 필터 구조
- 적은 힘으로 최대 7배까지 많은 양 여과 가능



분석하는 시료가 많은 곳 추천

Mini-UniPrep

- 주사기 + 필터 + 바이알 + 캡 올인원으로 간편하게
- 시료를 담고 누르기만 하면 전처리 완료

제품	직경 (mm)	공극 (μm)	멤브레인						
			PVDF	Nylon	PTFE	H-PTFE	PP	RC	PES (멸균)
Puradisc	4	0.2	6779-0402	-	6784-0402	-	-	-	-
		0.45	6779-0404	-	6784-0404	-	-	-	-
	13	0.1	-	6789-1301	6784-1301	-	-	-	-
		0.2	6779-1302	6789-1302	6784-1302	6772-1302	6788-1302	6756-1302	-
		0.45	6779-1304	6789-1304	6784-1304	6772-1304	6788-1304	6756-1304	-
		1.0	-	-	6784-1310	-	-	-	-
	25	0.1	-	-	6784-2501	-	-	-	-
		0.2	6746-2502	6750-2502	6784-2502	6772-2502	6786-2502	6756-2502	6780-2502
		0.45	6746-2504	6750-2504	6784-2504	6772-2504	6786-2504	6756-2504	6780-2504
GD/X	25	0.2	6872-2502	6870-2502	6874-2502	-	6878-2502	6887-2502	-
		0.45	6872-2504	6870-2504	6874-2504	-	6878-2504	6882-2504	-
Mini-UniPrep (PP 바이알) (US : Pre-Slit)	0.2	0.2	UN203NPEAQU	UN203NPENYL	UN203NPEORG	-	UN203NPEPP	UN203NPERC	-
			US203NPEAQU	US203NPENYL	US203NPEORG		US203NPEPP		
	0.45	0.45	UN203NPUAQU	UN203NPUNYL	UN203NPUORG	-	UN203NPUPP	UN203NPURC	-
			US203NPUAQU	US203NPUNYL	US203NPUORG		US203NPUPP		
Mini-UniPrep G2 (유리 바이알) (GS : Pre-Slit)	0.2	0.2	GN203NPEAQU	GN203NPENYL	GN203NPEORG	-	GN203NPEPP	GN203NPERC	-
			GS203NPEAQU	GS203NPENYL	GS203NPEORG		GS203NPEPP		
	0.45	0.45	GN203NPUAQU	-	GN203NPUORG	-	-	GN203NPURC	-
			GS203NPUAQU	-	GS203NPUORG		-		

지역판매처

강원 (주)바이오토프 T. 033) 262-9807

광주/전남 (주)동양과학 T. 062) 523-7891

포항 에덴테크 T. 054) 292-8222

경기 그린텍 T. 031) 227-1961

부산/경남 영동과학 T. 051) 255-9481

창원 유현하이텍(주) T. 055) 277-5675

충북 충북과학(주) T. 043) 234-6200

전주 (유)엘케이바이오텍 T. 063) 242-1603